

Образец

ИФА			
[297ср] Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG), спайковый (S) белок, количественное исследование на концентрацию антител	7,054	(Коэффициент позитивности) отрицательный < 0,85 положительный > 1,00 сомнительный 0,85 - 1,0	
Иммуноферментный метод, оборудование: INFINITE F50, тест система: SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ, серия 161, срок годности 26.11.2026			
Коэффициент позитивности	0,232		